Описание предназначено для работы с весами, имеющими версию прошивки 3.63.

Запросы и ответы представлены в 16-ти разрядном дампе в виде байт и ASCII кодировке (при допустимости). В ответе желательно контролировать первые 12 байт — они выделы курсивом и должны однозначно соответствовать запросу. В ответе, по смещению 10 содержится информация о факте успешного выполнения команды, в зависимости от типа команды - $\underline{45}$ 58 == EX (успешное выполнение) или $52 \ 44 == RD$ (успешное чтение).

Получение информации от весов.

• Чтение информации о весах.

В ответе возвращаются тип – ВЛТЭ и номинальная масса 150.

• Чтение номера и модификации весов.

• Чтение текущих данных.

В ответе возвращаются данные, содержащие текущий вес в выделенном подчеркиванием поле:

011869C == 99996

Месторасположение десятичной точки определяется выбранными единицами и диапазоном изменения.

• Чтение текущего состояние весов.

На устройство отправляется запрос:

43 4d 44 3e 06 00 20 14 20 00 52 44 d5 ee 00 00 |CMD>....RDXo..

Ответ:

43 4d 44 3c 26 00 20 14 20 00 52 44 00 00 00 00 | CMD<&...RD.... b1 52 7a 90 6d 67 7a 90 <u>03 81 00 08 00 00 00 00</u> |±Rzħmgzħ.Γ́......

00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 7d e3

В ответ возвращаются текущее состояние весов в выделенном подчеркиванием поле:

03810008 = 0x08008103, где биты имеют следующее значение:

 $|\dots\rangle$

- d00 знак выводимой величины, 1 == отрицательные значения
- d01 признак включения, 1 == выключено
- d06 1 == запрос калибровки
- d08 1 == стабильные показания
- d09 1 == захват нуля
- d10 1 == вывод альтернативного значения
- d11 1 == достигнут максимальный вес
- d12 1 == достигнут минимальный вес
- d15
 1 == выводимая величина *10
- d21 1 == режим калибровка (при 1)
- d22 диапазон 0/1

 $\underline{00\ 00\ 00\ 00} == 0x00000000$, режим работы весов:

- 0 взвешивание
- 1 подсчет числа
- 2 процентное взвешивание
- 3 рецептурное взвешивание
- 4 взвешивание нестабильных образцов

Управление весами.

• Включение / выключение весов.

На устройство отправляется запрос:

43 4d 44 3e 0e 00 48 14 08 00 57 52 02 00 00 00 00 00 00 00 ba ca

Ответ:

43 4d 44 3c 06 00 48 14 00 00 45 58 c1 9f

• Перезагрузка весов.

На устройство отправляется запрос:

43 4d 44 3e 0a 00 f8 a1 04 00 57 52 52 45 53 54 b1 e2

|CMD>..шЎ..WRREST |±в.....

Ответ:

43 4d 44 3c 06 00 f8 a1 00 00 <u>45 58</u> 56 75 01

|*CMD*<..*u*, Ў..*EXVu*.

Выполнение команды приводит к «зависанию» весов на время 30...60 секунд, с последующей перезагрузкой и переходом в состояние выключено.

• Сброс ограничения калибровок.

На устройство отправляется запрос:

00 43 4d 44 3e 0a 00 54 10 04 00 57 52

| CMD>..T ...WR...

Ответ:

43 4d 44 3c 06 00 54 10 00 00 45 58 32 03

|*CMD*<..*T* ...*EX2*..

• Обнуление веса (функция тара).

На устройство отправляется запрос:

43 4d 44 3e 0e 00 48 14 08 00 57 52 00 02 00 00 00 00 00 00 18 d3

Ответ:

43 4d 44 3c 06 00 14 00 00 45 58 c1 9f

• Отправка команды ПЕЧАТЬ.

На устройство отправляется запрос:

43 4d 44 3e 0e 00 48 14 08 00 57 52 00 00 02 00 00 00 00 00 3a f1

Ответ:

43 4d 44 3c 06 00 48 14 00 00 45 58 c1 9f

Чтение состояния кнопок.

• Чтение данных.

Доступно в версии протокола обмена 63220330...63391231.

На устройство отправляется запрос:

43 4D 44 3E 06 00 80 14 08 0X00 52 44 C4 EE

Ответ:

43 4D 44 3C 0E 00 80 14 08 00 52 44 **7D 7B 40 40 40 40** 00 82 6A

В ответ возвращаются данные:

Первые два байте = "{}"

Далее, состояние кнопок включение/меню/выбор/печать/тара

В каждом байте

бит d0 - состояние кнопки "нажата" при 1;

бит d1 - событие "нажатие кнопки" при 1;

бит d2 - событие "короткое нажатие кнопки" при 1;

бит d3 - событие "длинное нажатие кнопки" при 1;

бит d4 - событие "двойное нажатие кнопки" при 1;

биты d7,d6,d5 равны '010'

После считывания информация о нажатии стирается. До считывания, информация о нажатии накапливается, не сбрасывается. Состояние после сброса/включения — не определено — требуется выполнить одно «холостое» считывание, игнорировать его значение.

Для тестирования- есть консольная программа Get1480.exe.

Get1480.exe Version 30.03.2022 4.63

меню	выбор	печать	тара
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	11
0	0	0	101
0	0	111	0
0	111	0	0
111	0	0	0
10101	. 0	0	0
0	0	0	0
1 0	0	0	0
1 0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
	0 0 0 0 0 0 111 10101 0 1 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 111 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Последние значения «ТАРА» И «ПЕЧТЬ».

Доступно в версии протокола обмена, начиная HW: 65 SW: 240301.

• Чтение данных.

На устройство отправляется запрос:

43 4D 44 3E 06 00 80 13 08 00 52 44 71 2E

Ответ:

43 4D 44 3C 0E 00 80 13 08 00 52 44 <u>21 2C 12 00 B1 1E 12 00 </u>C8 B2 В ответ возвращаются данные:

21 2C 12 00 – последняя сохраненное значение "ПЕЧАТЬ"

В1 1Е 12 00 – последнее значение пред нажатием "TAPA"

Формат, расположение десятичной точки — такое-же, как и при «чтении информации»

Блокировка клавиатуры и вывода на индикатор.

Доступно в версии протокола обмена, начиная HW: 65 SW: 240301.

• Чтение состояния.

На устройство отправляется запрос:

43 4D 44 3E 06 00 80 13 08 00 52 44 71 2E

Ответы:

- Или 43 4D 44 3C 06 00 80 13 08 00 52 44 *00 10 00* 00 EC 1D
- Или 43 4D 44 3C 06 00 80 13 08 00 52 44 *00 00 00* 00 ED D8

Если 12 бит = 0, то клавиатура и ввод на индикатор блокированы

Если 12 бит = 1 - обычное состояние

• Перевод в режим блокировки

На устройство отправляется команда:

43 4D 44 3E 0A 00 88 13 04 00 57 52 00 00 00 00 A3 0C Otbet:

43 4D 44 3C 06 00 88 13 00 00 45 58 –подтверждение выполнения команды

• Отключение режима блокировки

На устройство отправляется команда:

43 4D 44 3E 0A 00 88 13 04 00 57 52 FF FF FF FF A2 98

Ответ аналогичен переводу в режим блокировки

• Программный опроса весов.

В ОС Linux, Windows XP/2000/7/8/10/11, Android, FreeBSD, macOS и IOS работа с устройством обеспечивается без установки дополнительно устанавливаемых драйверов. Используются драйвера, как правило, обязательно входящие в ОС, и обслуживающие такие устройства, как например USB клавиатура, мышь. Обмен производится с использованием операторов чтения/записи системы.

Идентификация (поиск) данного устройства USB HID производится по строке (пробелы и регистр обязательно учитывать):

PSE WeightA Controller

Для укрощения работы с HID устройствами можно использовать сторонние библиотеки. Например, для языков C/C++ может использоваться библиотека - HIDAPI library for Windows, Linux, FreeBSD and macOS. Ее можно скачать по адресам

```
// https://qbicz.github.io/hidapi/#windows
// https://github.com/Qbicz/hidapi
```

Они также доступны с примером, архив с которым можно получить у производителя — если ссылки станут не доступны. Ниже приведен пример обмена с весами в виде одного файла на языке С. В архиве есть скомпилированные файлы под Win32 и Win64.

• Полный исходный текс программы.

```
#include <stdio.h>
#include <string.h>
#include <stdlib.h>
#include <windows.h>
#include "hidapi.h"
int main(int argc, char* argv[])
        int res;
        unsigned char buf[256];
        UINT16 Vid, Pid;
hid_device* handle;
        struct hid_device_info* devs, * cur_dev;
        if (hid_init())
                 return -1;
        devs = hid_enumerate(0x0, 0x0);
        cur_dev = devs;
        Vid = Pid = 0;
        while (cur_dev)
                 if ((0x1111 != cur_dev->vendor_id)
                         || (0x004 != cur_dev->product_id))
                         cur_dev = cur_dev->next;
                         continue:
                 Vid = cur_dev->vendor_id;
                 Pid = cur_dev->product_id;
                         printf(" Vid & Pid: 0x%04hx 0x%04hx\n serial_number: %ls", cur_dev->vendor_id,
cur_dev->product_id, cur_dev->serial_number);
                 printf("\n");
printf(" Product:
printf("\n");
                                          %ls\n", cur_dev->product_ string);
                 break;
        hid_free_enumeration(devs);
                                                            // Set up the command buffer.
        if (0 == (Vid + Pid))
```

```
{
                printf("The scale was not connected or buse\n");
                hid_exit();
                system("pause");
                return 1;
        handle = hid_open(Vid, Pid, NULL); // Open the device using the VID, PID,
        if (!handle)
        {
                printf("unable to open device\n");
                return 1;
        hid_set_nonblocking(handle, 1);
                                                 // Set the hid_read() function to be non-blocking.
        Sleep(10);
                Данные взяты из описание Получение информации от
                весов • Чтение информации о весах
        //
                Для чтения других парметров - установите требуемые //
        unsigned char Request[65] = { 0x00, 0x43, 0x4D, 0x44, 0x3E, 0x06, 0x00, 0x00, 0x12, 0x20, 0x00,
0x52, 0x44, 0x5A, 0x8E };
    printf("Data write (bytes in hex):\n ");
                                                        // Print the writed buffer.
        for (i = 1; i < 15; i++)
printf("%02hhx ", Request[i]);
        res = hid_write(handle, Request, 65);
        if (res < 0)
        {
                printf("Unable to write()\n");
                printf("Error: %ls\n", hid_error(handle));
                hid_close(handle);
                                                          // Free static HIDAPI objects.
                hid_exit();
                system("pause");
                return 1;
        Sleep(10);
        memset(buf, 0, sizeof(buf));
        res = hid_read(handle, buf, 65);
        if (res < 0)
        {
                         printf("\nUnable to read()\n");
                         hid_close(handle);
                                                                  // Free static HIDAPI objects.
                         hid_exit();
                         system("pause");
                         return 1;
        printf("\nData read (bytes in hex):\n ");
                                                        // Print the returned buffer.
        for (i = 1; i < 65; i++)
                printf("%02hhx ", buf[i]);
        printf("\n");
        hid_close(handle);
                                                 // Free static HIDAPI objects.
        hid exit();
        system("pause");
        return 0;
}
```

• Пример выводы данной программы.

Vid & Pid: 0x1111 0x0004

```
serial number: 60220330 19:42:04
 Product:
             PSE WeightA Controller
Data write (bytes in hex):
  43 4d 44 3e 06 00 00 12 20 00 52 44 5a 8e
Data read (bytes in hex):
  4d 44 3c 26 00 00 12 20 00 52 44 c2 cb d2 c5 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 33 31 30 30 54 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00
```